


BD Insyte™ Autoguard™

Shielded IV Catheters



POINTS TO PRACTICE

1 PREPARATION

- Make sure all items are accessible throughout the procedure
- Prepare site according to your facility's policy and procedure
- Prior to venipuncture hold catheter hub and **rotate the barrel 360 degrees**
- Make sure catheter is seated back in the notch

2 VENIPUNCTURE

- Approach vein slowly at a low angle
- Observe early flashback along the catheter (20, 22, 24 gauge only) INSTAFLASH
- In larger gauge sizes observe flash behind white button

3 ADVANCEMENT

- On flashback visualization, lower catheter almost parallel to the skin
- Advance *entire unit* slightly before threading catheter
- Thread catheter into vein while maintaining skin traction

4 NEEDLE REMOVAL

Before Pressing the Activation Button

- Release tourniquet
- Apply digital pressure beyond the catheter tip
- Gently stabilize catheter hub
- Press the white button





5 SECUREMENT

- Secure catheter and apply sterile dressing according to your facility's policy and procedure

CAUTION REMINDERS

- **Do Not** withdraw needle from catheter hub before pressing white button.
- **Needle should be retracted prior to disposal** in a puncture-resistant, leak-proof sharps container.
- **Never Reinsert Needle** into the catheter as this could shear the catheter.
- **Do Not Use Scissors** at or near the insertion site.


Refer to package insert for complete instructions for use and safety information.



BD Medical
2100 Derry Road West, Suite 100
Mississauga, Ontario L5N 0B3
1.800.268.5430

Insyte™ Autoguard™ de BD

Cathéter intraveineux à fourreau protecteur



MODE D'EMPLOI

1 PRÉPARATION

- S'assurer d'avoir à portée de la main tout le matériel dont on aura besoin durant la perfusion.
- Désinfecter le point de ponction en suivant les méthodes et directives en vigueur.
- Avant de pratiquer la ponction veineuse, **faire une rotation de 360 degrés au cylindre.**
- Vérifiez que le cylindre est retournée à la position initiale.

2 PONCTION VEINEUSE

- Approcher de la veine doucement, à un angle réduit.
- Surveiller l'afflux de sang dans la chambre de visualisation transparente. Si l'on utilise une aiguille de calibre 22 ou 24, l'afflux de sang sera visible le long du cathéter.
- L'afflux de sang sera visible derrière le bouton blanc pour les autres grandeurs.

3 PROGRESSION

- Dès que l'on aperçoit un afflux de sang dans la chambre de visualisation transparente, réduire l'angle de rentrée jusqu'à ce que l'aiguille soit presque parallèle à la peau.
- Pousser délicatement l'ensemble aiguille-cathéter avant de faire progresser le cathéter.
- Étirer la peau pour faire progresser le cathéter dans la veine.

4 RETRAIT DE L'AIGUILLE

Avant d'appuyer sur le bouton d'activation

- Enlever le garrot.
- Avec le doigt, presser un point de la veine passé le bout du cathéter.
- Immobiliser l'embout du cathéter.
- Appuyer sur le bouton blanc.





5 IMMOBILISATION DU CATHÉTER

- Immobiliser le cathéter en appliquant un pansement stérile conformément aux méthodes et directives en vigueur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Ne pas retirer l'aiguille de l'embout du cathéter avant d'avoir appuyé sur le bouton blanc.**
- **L'aiguille doit être rétractée avant d'être jetée** dans un collecteur d'objets pointus étanche et résistant à la perforation.
- **Ne jamais introduire de nouveau l'aiguille** dans le cathéter car il pourrait se déchirer.
- **Ne pas utiliser de ciseaux** au point de ponction ou aux alentours.

Consulter les instructions fournies avec le produit pour de plus amples informations.



BD Medical
2100 Derry Road West, Suite 100
Mississauga, Ontario L5N 0B3
1.800.268.5430