



DEHP

- en - Contains DEHP. There is an increased risk of endocrine disruption when used with pregnant and or nursing women, neonatal or pediatric patients.
- fr - Contient du DEHP. Il y a un risque accru de perturbation endocrinienne en cas d' utilisation chez la femme enceinte et ou lors de l'allaitement, chez les nouveaux-nés ou les patients pédiatriques.
- es - Contiene DEHP. Hay un mayor riesgo de alteración endocrina cuando se utiliza con embarazadas y o mujeres en período de lactancia, pacientes neonatales o pediátricos.
- pt - Contém DEHP. Há um aumento do risco de desregulação endócrina, quando utilizado em pacientes grávidas, mulheres amamentando, neonatal e pediátrica.
- sv - Innehåller DEHP. Det finns en ökad risk för endokrina störningar när den används av gravida och / eller ammande kvinnor, neonatal –och barnpatienter
- fi - Sisältää DEHP. Endokriinisten häiriöiden riski kasvaa käytettäessä raskaana olevilla / tai imettäville naisilla, vastasyntyneillä tai pediatrisin potillailla.
- da - Indeholder DEHP. Der er øget risiko for endokrin forstyrrelse ved brug til gravide og/eller ammende kvinder, neonatal- eller pædiatriske patienter.
- nl - Bevat DEHP. Er bestaat een verhoogd risico op endocriene stoornissen bij gebruik bij zwangere vrouwen, borstvoeding, neonaten en pediatische patiënten.
- de - Enthält DEHP. Es besteht ein erhöhtes Risiko von Störungen des Hormonsystems, wenn Sie dieses Produkt an schwangere und stillende Frauen oder, Neugeborenen oder pädiatrischen Patienten eingesetzt!



- en - Keep Dry / Protect from moisture.
- fr - Garder sec / Protection contre la moisissure.
- es - Mantener seco / Protección de la humedad.
- pt - Manter seco / Proteger da humidade.
- sv - Förvaras torr / Skydda mot fukt.
- fi - Pidettävä kuivana / Suojattava kosteudelta.
- da - Opbevares tørt / Beskyt mod fugt.
- nl - Droog houden / Beschermen tegen vocht.
- de - Trocken lagern / Vor Feuchtigkeit schützen.
- it - Mantenere asciutto / Proteggere dall'umidità.
- el - Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος / Προφυλάσσετε από την υγρασία.
- no - Holdes torr / Beskytt mot fuktighet.
- ja - 乾燥した状態に保ってください / 湿気から保護してください。
- zh - 保持干燥 / 避免潮湿。
- cs - Uchovávejte v suchu. / Chraňte před vlhkem.
- ru - Хранить в сухом месте / Беречь от влаги



- en - Non pyrogenic fluid path
- fr - Non pyrogène voie d'écoulement de fluide
- es - No pirogénico paso de fluido
- pt - Via de fluido Não apirogénico
- sv - Icke-pyrogenisk vätskebana
- fi - Ei pyrogeeninen nestereitti
- da - Ikke-pyrogen væske sti
- nl - Non-pyrogeen vloeistoftraject
- de - Pyrogenfreier Fluidweg
- it - Percorso fluido non pirogeno
- el - Μη πυρετογόνος γραμμή υγρών
- no - Ikke-pyrogenisk væskebane
- ja - 非発熱性の流体通路
- zh - 无热原液体通道
- cs - Apyrogenní dráha tekutiny
- ru - Апирогенная система циркуляции жидкостей



- en - Medical Device
- fr - Dispositif médical
- es - Dispositivo médico
- pt - Dispositivo médico
- sv - Medicinsk utrustning
- fi - Lääketieteellinen laite
- da - Medicinsk udstyr
- nl - Medisch toestel
- de - Medizinisches Gerät
- it - Dispositivo medico
- el - Ιατρική Συσκευή
- no - Medisinsk utstyr
- ja - 非発熱性の流体通路
- zh - 无热原液体通道
- cs - Zdravotní zařizení
- ru - Медицинское устройство



- en - CE Mark European Conformity (for Europe approved Class 1 devices only; refer to device package label for marking)
- fr - Symbole CE de Conformité européenne (uniquement pour les appareils de Classe 1 autorisés en Europe ; consultez l'étiquette sur l'emballage de l'appareil pour trouver le symbole adéquat)
- es - Conformidad europea con la marca CE (solo para dispositivos de clase 1 aprobados en Europa; consulte la etiqueta del paquete del dispositivo para ver la marca)
- pt - Conformidade Europeia com a Marca CE (apenas para dispositivos Classe 1 aprovados para a Europa; consulte a marcação na etiqueta da embalagem do dispositivo)
- sv - CE-märkt för europeisk överensstämmelse (endast för Europa-godkända klass 1-enheter; se etiketten på enhetens förpackning för märkning)
- fi - CE-merkintä eurooppalainen vaatimustenmukaisuus (vain Euroopassa hyväksytyt luokan 1 laitteet; katso merkintä laitteen pakkausksesta)
- da - CE-mærket europaisk overensstemmelse (kun for i Europa godkendte klasse 1-enheder. Se efter markeringen på enhedens pakkeetiket)
- nl - CE-markering Europese conformiteit (uitsluitend voor in Europa goedgekeurde apparaten van klasse 1; zie het etiket op de verpakking van het apparaat voor de markering)
- de - CE-Kennzeichnung über Konformität mit der Europäischen Gemeinschaft (für Europa nur für Geräte mit Anerkennung gemäß Klasse 1; siehe Etikett auf der Geräteverpackung nach der Kennzeichnung)
- it - Marcatura CE di Conformità Europea (solo per dispositivi di Classe 1 approvati in Europa; per la marcatura, fare riferimento all'etichetta presente sulla confezione del dispositivo)
- el - Ευρωπαϊκό Έγγρα Συμμόρφωσης CE (μόνο για συσκευές Κλάσης 1 εγκεκριμένες από την Ευρώπη, ανατρέξτε στην ετικέτα συσκευασίας για σήμανση)
- no - CE-merke for Europeisk samsvar (kun for Europa-godkjente klasse 1-enheter, se etiketten på enhetens pakning for merke)
- ja - CEマーク欧州基準適合（欧州公認クラス1デバイスのみ、マークはデバイスのパッケージラベルを参照）
- zh - 欧盟认证CE标志（仅适用于欧洲认可的1类设备；请参考设备包装标签上的标识）
- cs - Značka CE o dohodnutí předpisů EU (pouze pro schválená zařízení třídy 1 pro Evropu, viz štítek se značkou na obalu zařízení)
- ru - Знак соответствия европейским нормам CE (только для устройств класса 1, одобренных для использования в Европе; см. маркировку на упаковочной этикетке устройства)



- en - Country of Manufacturing / Origin
- fr - Pays de fabrication / d'origine
- es - País de fabricación/origen
- pt - País de Fabricação/Origem
- sv - Tillverkningsland / Ursprung
- fi - Valmistusmaa / Alkuperämaa
- da - Fremstillingsland/Opindelse
- nl - Land van fabricage/herkomst
- de - Herstellungsland/Herkunft
- de - Paese di produzione/origine/Paese d'origine
- el - Χώρα Κατασκευής / Προέλευσης
- no - Produksjon- / opphavsland
- ja - 生産国 / 産地
- zh - 生产国 / 原产地
- cs - Země výroby/původu
- ru - Страна производства/происхождения

MATERIAL:
Folding Specification PLM0002845

LIST NO.
COMMODITY NO. DF-5010
DATE PREPARED 09-10-2020
ARTIST E. Foss

SPECIFICATIONS:
SIZE: 14"W X 8 1/2"L
FIRST FOLD WIDTH SIZE: 7" W x 8 1/2"L
SECOND FOLD LENGTH: 4 1/4" x 7"W
FINISHED FOLDED SIZE: 4 1/4" x 7"W

icumedical

en	Symbol Definition Symbols on this page are for reference only. Symbols applicable to your device are indicated on the individual unit package. Not all symbols contained in the guide are applicable to your device.
fr	Symbole Définition Les symboles figurant sur cette page sont fournis à titre indicatif uniquement. Les symboles correspondant à votre dispositif sont fournis sur l'emballage de ce dernier. Certains symboles fournis dans ce guide peuvent ne pas s'appliquer à votre dispositif.
es	Símbolo Definición Los símbolos de esta página son solo una referencia. Los símbolos aplicables a su dispositivo se indican en el paquete de la unidad individual. No todos los símbolos que aparecen en esta guía son aplicables a su dispositivo.
pt	Símbolo Definição Os símbolos contidos neste documento destinam-se apenas a consulta. Os símbolos aplicáveis ao seu dispositivo estão indicados na embalagem de unidade individual. Nem todos os símbolos contidos neste documento são aplicáveis ao seu dispositivo.
sv	Symbol Definition Symbolerna på denna sida är endast referenser. Symboler som är tillämpliga för utrustningen indikeras på de enskilda enheternas förpackningar. Alla symboler i denna vägledning är inte tillämplbara för alla utrustningar.
fi	Symboli viite opas Tämän sivun symbolit ovat vain viitteeksi. Laitteista koskevat symbolit on ilmoitettu asianomaisessa yksittäispakkauksessa. Osa tämän oppaan symboleista ei liity laitteeseesi.
da	Symboli Määritelmä Symbolerne på denne side er kun vejledende. Symboler, som gælder anordningen, angives på den enkelte anordnings emballage. Ikke alle symboler i denne vejledning gælder din anordning.
nl	Symbol Definitie De symbolen op deze pagina zijn alleen bedoeld ter informatie. De voor uw apparaat van toepassing zijnde symbolen staan vermeld op de individuele verpakking van het apparaat. Niet alle symbolen in deze handleiding zijn van toepassing op uw apparaat.

de	Symbol Definition Die Symbole auf dieser Seite dienen nur zu Referenzzwecken. Die für Ihr Gerät anwendbaren Symbole sind auf der Einzelgeräte-Packung angegeben. Nicht alle in diesem Handbuch aufgeführten Symbole werden auf Ihrem Gerät verwendet.
it	Simbolo Definizione I simboli su questa pagina sono solo per riferimento. I simboli applicabili al proprio dispositivo sono indicati su ogni singola confezione. Non tutti i simboli contenuti in questa guida sono applicabili al proprio dispositivo.
el	Σύμβολο Ορισμός Τα σύμβολα σε αυτήν τη σελίδα προορίζονται μόνο για σκοπούς αναφοράς. Τα σύμβολα που εφαρμόζονται στη συσκευή σας υποδεικνύονται στη στοιχειώδη συσκευασία. Δεν εφαρμόζονται όλα τα σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτές τις οδηγίες στη συσκευή σας.
no	Symbol Definisjon Symboler på denne siden er kun for referanse. Symboler som gjelder for din enhet, er indikert på den individuelle enhetsemballasjen. Ikke alle symboler i denne veiledningen gjelder for din enhet.
ja	シンボルの定義 このページに記載のシンボルは、参考だけを目的として使用されています。お使いのデバイスに適用されるシンボルは個々の機器パッケージに表示されています。このガイドに記載のシンボルのすべてが、お使いのデバイスに適用されるわけではありません。
zh	符号定义 本页面上的符号仅供参考。适用于您的装置的符号如独立装置包中所示。并不是本指南中的所有符号均适用于您的装置。
cs	Definice symbolů Symboly na této stránce jsou uváděny pouze pro referenci. Symboly platné pro vaše zařízení naleznete na balení příslušné jednotky. K vašemu zařízení se nevztahují všechny symboly uvedené v této příručce.
ru	Пояснение символов Символы на этой странице приведены только для справки. Символы, применимые к вашему устройству, указаны на каждой отдельной упаковке. Не все символы, содержащиеся в руководстве, применимы к вашему устройству.

ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer
San Clemente, CA 92673 USA
1-949-66-2183 or Fax 949- 366-8368

DF-5010 Rev 09 (09/20)



- en - CE Mark with Notified Body Reference Number (0050) (for Europe approved devices only; refer to device package label for marking)
- fr - Symbole CE avec Numéro de référence de l'organisme notifié (0050) (uniquement pour les appareils autorisés en Europe ; consultez l'étiquette sur l'emballage de l'appareil pour trouver le symbole adéquat)
- es - Marca CE con el número de referencia del organismo designado (0050) (solo para dispositivos aprobados en Europa; consulte la etiqueta del paquete del dispositivo para obtener información sobre la marca)
- pt - Marca CE com Número de Referência de Corpo Notificado (0050) (apenas para dispositivos aprovados para a Europa; consulte a marcação na etiqueta da embalagem do dispositivo)
- sv - CE-märkt med anmäld organisations referensnummer (0050) (endast för Europa-godkända enheter; se etiketten på enhetens förpackning för märkning)
- fi - CE-merkintä ilmoitetun laitoksen viitenumerolla (0050) (vain Euroopassa hyväksytyt laitteet; katso merkintä laitteen pakkausksesta)
- da - CE-mærke med referencenummer for bemyndiget organ (0050) (kun for i Europa godkendte enheder. Se efter markeringen på enhedens pakkeetiket)
- nl - CE-markering met referentienummer van de aangemelde instantie (0050) (alleen voor in Europa goedgekeurde apparaten; zie het etiket op de verpakking van het apparaat voor de markering)
- de - CE-Kennzeichnung mit Nummer der benannten Stelle (0050) (für Europa nur für anerkannte Geräte; siehe Etikett auf der Geräteverpackung nach der Kennzeichnung)
- it - Marchio CE con numero di riferimento dell'organismo notificato (0050) (solo per dispositivi approvati in Europa; per la marcatura, fare riferimento all'etichetta presente sulla confezione del dispositivo)
- el - Σήμανση CE με Κοινοποιημένο Αριθμό Αναφοράς Σώματος (0050) (μόνο για συσκευές εγκεκριμένες από την Ευρώπη, ανατρέξτε στην ετικέτα συσκευασίας για σήμανση)
- no - CE-merke med referansenummer fra varslet organ (0050) (kun for Europa-godkjente enheter, se enhetens pakning for merke)
- ja - 公認機関番号 (0050) 付きCEマーク（欧州公認デバイスのみ、マークはデバイスのパッケージラベルを参照）
- zh - 具有公告机构参考编号 (0050) 的CE标志（仅适用于欧洲认可的设备；请参考设备包装标签上的标识）
- cs - Značka CE s referenčním číslem akreditovaného orgánu (0050) (pouze pro schválená zařízení pro Evropu, viz štítek se značkou na obalu zařízení)
- ru - Знак CE с соответствующим номером аккредитованного органа сертификации (0050) (только для устройств, одобренных для использования в Европе; см. маркировку на упаковочной этикетке устройства)



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

- en - Authorized representative in the European Community (for Europe approved devices only; refer to device package label for marking)
- fr - Représentant autorisé établi dans la Communauté européenne (uniquement pour les appareils autorisés en Europe ; consultez l'étiquette sur l'emballage de l'appareil pour trouver le symbole adéquat)
- es - Representante autorizado en la Comunidad Europea (solo para dispositivos aprobados en Europa; consulte la etiqueta del paquete del dispositivo para obtener información sobre la marca)
- pt - Representante autorizado na Comunidade Europeia (apenas para dispositivos aprovados para a Europa; consulte a marcação na etiqueta da embalagem do dispositivo)
- sv - Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen (endast för Europa-godkända enheter; se etiketten på enhetens förpackning för märkning)
- fi - Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä (vain Euroopassa hyväksytyt laitteet; katso merkintä laitteen pakkausksesta)
- da - Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab (kun for i Europa godkendte enheder. Se efter markeringen på enhedens pakkeetiket)
- nl - Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap (uitsluitend voor in Europa goedgekeurde apparaten; zie het etiket op de verpakking van het apparaat voor de markering)
- de - Befugter Vertreter der Europäischen Gemeinschaft (für Europa nur für anerkannte Geräte; siehe Etikett auf der Geräteverpackung nach der Kennzeichnung)
- it - Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea (solo per dispositivi approvati in Europa; per la marcatura, fare riferimento all'etichetta presente sulla confezione del dispositivo)
- el - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (μόνο για συσκευές εγκεκριμένες από την Ευρώπη, ανατρέξτε στην ετικέτα συσκευασίας για σήμανση)
- no - Autorisert representant i Det europeiske fellesskapet (kun for Europa-godkjente enheter, se etiketten på pakningen for merke)
- ja - 欧州共同体の認定代理人（欧州公認デバイスのみ、マークはデバイスのパッケージラベルを参照）
- zh - 欧洲共同体的授权代表（仅适用于欧洲认可的设备；请参考设备包装标签上的标识）
- cs - Autorizovaný zástupce v evropské komunitě (pouze pro zařízení schválená pro Evropu, viz štítek se značkou na obalu zařízení)
- ru - Уполномоченный представитель в Европейском сообществе (только для устройств, одобренных для использования в Европе; см. маркировку на упаковочной этикетке устройства)

Only

- en - Federal (USA) law restricts the use of this device to sale by or on the order of a physician.
fr - Les lois fédérales (USA) limitent la vente de ce dispositif aux seuls médecins ou sur prescription médicale.
es - Las leyes federales de los Estados Unidos de América restringen el uso de este dispositivo a su venta por parte de un médico o a petición de este.
pt - A lei federal (dos Estados Unidos da América) restringe a utilização deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica.
sv - Enligt amerikansk federal lagstiftning får denna enhet endast säljas av läkare eller på läkares ordination.
fi - Tätä tuotetta saa Yhdysvaltain liittovaltion lain nojalla myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.
da - Forbudsloven (USA) begrænser salget af dette apparat til læger eller efter bestilling af en læge.
nl - De Amerikaanse federale wet beperkt de verkoop van dit apparaat aan of in opdracht van een arts.
de - Laut (US-)Bundesgesetz darf dieses Gerät nur von einem Arzt bzw. auf Anordnung eines Arztes gekauft werden.
it - La legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo a opera o per conto di un medico.
el - Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (των Η.Π.Α.) περιορίζει τη χρήση της συσκευής αυτής για πώληση από ή κατόπιν εντολής ιατρού.
no - Føderal (USA) lov begrenser bruken av denne enheten til salg av eller som foreskrevet av en lege.
ja - 米国連邦法は、本装置の販売を医師または医師の指示によるものに限定しています。
zh - 美国联邦法律规定，此装置只能由医生出售或遵照医嘱销售。
cs - Podle federálního zákona (USA) smí být toto zařízení prodáváno pouze lékařem nebo na lékařský předpis.
ru - Согласно федеральному законодательству США продажа этого устройства разрешена только врачам или по их заказу.



- en - Caution: This product contains natural rubber latex which may cause allergic reaction.
fr - Avertissement : ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques.
es - Precaución: Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
pt - Precaução: Este produto contém látex de borracha natural, o que pode causar reações alérgicas.
sv - Varning: Denna produkt innehåller latex i naturlig gummi som kan ge allergisk reaktion.
fi - Varoitus: Tämä tuote sisältää luonnonkumia (lateksia), joka voi aiheuttaa allergisen reaktion.
da - Forsigtig: Dette produkt indeholder naturlig gummilatex, der kan forårsage allergiske reaktioner.
nl - Opgelet: dit product bevat natuurlijk rubberlatex die een allergische reactie kan veroorzaken.
de - Achtung: Dieses Produkt enthält Naturalatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
it - Attenzione: questo prodotto contiene lattice di gomma naturale che può provocare reazioni allergiche.
el - Προσοχή: Το προϊόν αυτό περιέχει φυσικό λάτεξ που ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
no - Forsiktig: Dette produktet inneholder naturlig gummilatex som kan forårsake allergiske reaksjoner.
ja - 注意 この製品には天然ゴムラテックスが含まれており、アレルギー反応が生じる可能性があります。
zh - 注意：本产品含有天然橡胶乳胶，可能会引起过敏反应。
cs - Upozornění: Tento produkt obsahuje přírodní gumový latex, který může způsobovat alergické reakce.
ru - Внимание: этот продукт содержит натуральный каучуковый латекс, который может вызывать аллергические реакции.



- en - Lot Number
fr - Numéro de lot
es - Número de lote
pt - Número do lote
sv - Varunummer
fi - Erä numero
da - Lot number
nl - Lot nummer
de - Los-Nr.
it - Numero Lotto
el - Αριθμός παρτίδας
no - Lot number
ja - ロット番号
zh - 批号
cs - Číslo šarže
ru - Номер партии



- en - Do Not Reuse
fr - Ne pas réutiliser
es - No reutilizar
pt - Não reutilize
sv - Får ej återanvändas
fi - Älä käytää uudelleen
da - Må ikke genbruges
nl - Niet nogmaals gebruiken
fr - Nicht wiederverwenden
it - Non riutilizzare
no - Ikke til gjentbruk
ja - 再使用しないでください
zh - 不要重复使用
cs - Nepoužívejte opakovaně
ru - Не использовать повторно



- en - Sterilized using Irradiation
fr - Stérilisé par irradiation
es - Esterilizado por irradiación
pt - Esterilizado por radiação
sv - Steriliserad med Besträlning
da - Steriliseret med Bestråling
nl - Gesteriliseerd met bestraling
de - Sterilisation durch Bestrahlung
it - Sterilizzato con irradiazione
el - Αποστειρωμένο με ακτινοβολία
no - Sterilisert med Bestråling
ja - 照射を用いて滅菌
zh - 使用辐照灭菌
cs - Sterilizováno ozářením
ru - Стерилизовано с помощью облучения



- en - Not Made with DEHP
fr - Non fabriqué à partir de DEHP
es - Fabricado sin DEHP
pt - Não fabricado com DEHP
nl - Inte gjorda med DEHP
fi - Ei ole valmistettu di(2-etyylilheksyyli)ftalaatista (DEHP)
da - Ikke fremstillet med DEHP
nl - Niet gemaakt met DEHP
de - Nicht mit DEHP hergestellt
it - Tubo non plastificato (DEHP)
el - Δεν κατασκευάζεται με DEHP
no - Ikke laget med DEHP
ja - DEHP不使用
zh - 非邻苯二甲酸二异辛酯制
cs - Př výrobě nebyl použit DEHP
ru - Изготовлено без использования DEHP



- en - Not Made with DEHP
fr - Non fabriqué à partir de DEHP
es - Fabricado sin DEHP
pt - Não fabricado com DEHP
nl - Inte gjorda med DEHP
fi - Ei ole valmistettu di(2-etyylilheksyyli)ftalaatista (DEHP)
da - Ikke fremstillet med DEHP
nl - Niet gemaakt met DEHP
de - Nicht mit DEHP hergestellt
it - Tubo non plastificato (DEHP)
el - Δεν κατασκευάζεται με DEHP
no - Ikke laget med DEHP
ja - DEHP不使用
zh - 非邻苯二甲酸二异辛酯制
cs - Př výrobě nebyl použit DEHP
ru - Изготовлено без использования DEHP



- en - Use by / Expiration Date
fr - Utilisez par / date d'expiration
es - El uso de / Fecha de vencimiento
pt - Use por Data / Expiração
sv - Använd av / Utgångsdatum
fi - Käytä by / viimeinen voimassaolopäivä
da - Anvendelse efter dato
nl - Gebruik door / Vervaldatum
de - Verwenden von / Ablaufdatum
it - Usare entro / Data di scadenza
el - Χρήση κατά Ημερομηνία / λήξης
no - Bruk etter dato
ja - 有効期限まで使用
zh - 使用过期日期
cs - Datum spotřeby/expirace
ru - Использовать до / Дата истечения срока годности



- en - Do Not Resterilize
fr - Ne pas restériliser.
es - No esterilice otra vez.
pt - Não re-esterilizar.
sv - Får ej återsterilisas
fi - Älä steriloitaa uudelleen
da - Må ikke genbruges
nl - Niet opnieuw steriliseren
de - Nicht wiedersterilisieren.
it - Non ripetere la sterilizzazione.
el - Να μην επαναποστειρώνεται
no - Skal ikke resteriliseres.
ja - 再滅菌禁止。
zh - 不能再次消毒
cs - Neresterilizujte
ru - Не подвергать повторной стерилизации



- en - Sterilized using ETO
fr - Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
es - Esterilizado con óxido de etileno
pt - Esterilizado por ETO
sv - Steriliserad med ETO
fi - Lyijytön ETO
da - Steriliseret ved hjælp af ETO
nl - Gesteriliseerd met ETO
de - Sterilisation durch ETO
it - Sterilizzato con ETO
el - Αποστειρωμένο με ETO
no - Steriliseres med ETO
ja - ETOを用いて滅菌
zh - 使用ETO灭菌
cs - Sterilizováno pomocí ETO
ru - Стерилизовано с помощью этиленоксида



- en - Non-DEHP Tubing
fr - Tube sans DEHP
es - La tubería no contiene DEHP
pt - A tubulação não contém DEHP
sv - Stang utan DEHP
fi - Ei-DEHP letku
da - Ikke-DEHP slang
nl - DEHP-vrij slangmateriaal
de - Schlauchleitung ohne DEHP
it - Tubo non plastificato (DEHP)
el - Η σωλήνωση δεν είναι κατασκευασμένη από DEHP
no - Ikke-DEHP-rokerør
ja - 無DEHPのチューブ
zh - 非DEHP制管
cs - Hadičky neobsahující DEHP
ru - Трубки, не содержащие DEHP



- en - Non-Sterile
fr - Non stérile
es - No estéril
pt - Não estéril
sv - Ikke-sterila
fi - Ei steriilit
da - Ikke Steril
nl - Niet steriel
de - Nicht sterile
it - Non sterile
el - μη αποστειρωμένα
no - Usterile
ja - 非滅菌
zh - 非无菌
cs - Nesterilní
ru - Нестерильно



- en - Number of Units
fr - Nombre d'unités
es - Número de unidades
pt - Número de unidades
sv - Antal enheter
fi - Yksiköiden määrä
da - Antal enheder
nl - Aantal eenheden
de - Nombre d'unités
el - Αριθμός μονάδων
no - Antall enheter
ja - ユニット数
zh - 部件数
cs - Počet jednotek
ru - Количество единиц



- en - Lead Free
fr - Sans plomb
es - Libre de plomo
pt - Sem Chumbo
sv - Blyfri
fi - Lyijytön
da - Blyfri
nl - Loedvrij
de - Bleifrei
it - Senza piombo
el - Χυρίς μόλυβδο
no - Blyfri
ja - 無鉛
zh - 无铅
cs - Bezolovnaté
ru - Не содержит свинца



- en - Cautions
fr - Attention
es - Precaución
pt - Cuidado
sv - Försiktighet
fi - Varoitus
da - Forsigtig
nl - Let op
de - Vorsicht
it - Attenzione
el - Προσοχή
no - Obs!
ja - 注意
zh - 注意
cs - Upozornění
ru - Предостережения



- en - Consult Instructions For Use
fr - Consulter les instructions d'utilisation
es - Consulte las instrucciones de uso
pt - Consulte as instruções de uso
sv - Se bruksanvisningen
fi - Katso käyttöohjeita
da - Se brugsanvisningen
nl - Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
de - Gebrauchsanweisung beachten
it - Consultare le istruzioni per l'uso
el - Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
no - Konsultere Instruksjoner for bruk
ja - 使用説明書を参照してください
zh - 请参考使用说明
cs - Prostudujte si návod k použití.
ru - См. инструкции по применению



- en - Reference / Catalog Number
fr - Référence / Numéro de catalogue
es - Referencia / Número de Catálogo
pt - Referência / Número de Catálogo
sv - Referens / katalognummer
fi - Viite / Catalognummer
da - Reference / Katalognummer
nl - Referentie / Catalogusnummer
de - Reference / Katalognummer
it - Riferimento / Numero di catalogo
el - Αναφορά / Αριθμός καταλόγου
no - Referanse / Katalognummer
ja - リファレンス/カタログ番号
zh - 参考/目录号码
cs - Referenční/katalogové číslo
ru - Справочный номер / Номер по каталогу



- en - Do not use if package is opened or damaged.
fr - Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.
es - No utilizar si el empaque está abierto o dañado.
pt - Não usar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
da - Öppnad eller skadad förpackning skall ej användas.
fi - Ei saa käyttää, jos pakkaus on avattu tai vahingoittunut.
nl - Må ikke anvendes hvis pakningen er åbnet eller beskadiget.
de - Niet gebruiken indien verpakking geopend of beschadigt is.
el - Не использовать, если упаковка открыта или повреждена.
no - Bruk ikke hvis pakken er åpnet eller skadet.
ja - パッケージが開封または破損している場合は使用しないでください
zh - 若包装损坏或打开，请勿使用。
cs - Nepoužívejte, pokud je balení otevřeno nebo poškozeno.
ru - Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.



- en - Keep away from sunlight / Protect from light source.
fr - Tenir à l'écart des rayons du soleil / Protection contre la source de lumière.
es - Mantener alejado de la luz solar / Protejerlo de las fuentes de luz.
pt - Manter ao abrigo da luz solar / Proteger da exposição à luz.
fi - Suojattava auringonvalolta / Suojattava valolta.
da - Må ikke udsættes for sollys / Beskyt mod lyskilder.
nl - Beschermen tegen zonlicht / Beschermen tegen lichtbronnen.
de - Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / Vor Licht schützen.
el - Τενερε lontano dalla luce del sole / Proteggere dalle fonti di luce.
no - Na φιλιάσεται μακριά από το ηλιακό φως / Προφυλάσσετε από τις πηγές φωτός.
da - Holdt unna sollys / Beskytt mot lyskilder.
ja - 直射日光を避けてください / 直射日光から保護してください。
zh - 避光 / 避免光照。
cs - Uchovávejte mimo sluneční světlo. / Chraňte před zdroji světla.
ru - Беречь от воздействия солнечных лучей. / Защищать от источников света.



- en - Not Made with Natural Rubber Latex
fr - Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
es - Fabricado sin látex de caucho natural
pt - Não fabricado com Látex de Borracha Natural
sv - Inte gjorda med naturgummilatex
fi - Ei ole valmistettu luonnonkumista (lateksista)
da - Ikke fremstillet med naturgummi-/latex
nl - Niet gemaakt met natuurlijk rubberlatex
de - Nicht mit Naturalatex hergestellt
it - Non composto da lattice di gomma naturale
el - Δεν κατασκευάζεται με φυσικό ελαστικό λάτεξ
no - Ikke laget med naturlig gummilatex
ja - 天然ゴムラテックス不使用
zh - 非天然橡胶乳胶制
cs - Př výrobě nebyl použit přírodní kaučuk
ru - Изготовлено без использования натурального каучукового латекса



- en - Storage temperature limits
fr - Limites de température de stockage
es - Límites de temperatura de almacenamiento
pt - Limites de temperatura de armazenamento
sv - Temperaturgränser för förvaring
fi - Säilytyksen lämpötilarajat
da - Temperaturgrænser for opbevaring
nl - Grenzen voor opslagtemperatuur
de - Temperaturbereich für Lagerung
it - Limiti di temperatura per la conservazione
el - Όρια θερμοκρασίας φύλαξης
no - Temperaturgrenser for oppbevaring
ja - 保管温度制限
zh - 儲存溫度限值
cs - Teplotní limity pro skladování
ru - Допустимая температура хранения



- en - Date of Manufacture
fr - Date de fabrication
es - Fecha de fabricación
pt - Data de fabricação
sv - Tillverkningsdatum
fi - Päivämäärä valmistus
da - Dato for Fabrikant
nl - Datum van de fabrikant
de - Datum der Hersteller
it - Data di Produzione
el - Ημερομηνία Κατασκευαστής
no - Dato for Produsent
ja - メーカーの日付
zh - 生产日期
cs - Datum výroby
ru - Дата производства



- en - Does not contain PVC
fr - Ne contient pas de PVC
es - No contiene PVC
pt - Não contém PVC
sv - Innehåller inte PVC
fi - Ei sisällä PVC:tä
da - Indeholder ikke PVC
nl - Bevat geen PVC
de - Frei von PVC
it - Non contiene PVC
el - Δεν περιέχει PVC
no - Inneholder ikke PVC
ja - PVC を含有しません
zh - 不含聚氯乙烯 (PVC)
cs - Neobsahuje PVC
ru - Не содержит ПВХ



- en - Legal Manufacturer
fr - Fabricant légal
es - Fabricante legal
pt - Fabricante Legal
sv - Legal tillverkare
fi - Oikeudellinen valmistaja
da - Godkendt producent
nl - Wettelijke fabrikant
de - Rechtlicher Hersteller
it - Produttore legale
el - Νόμιμος κατασκευαστής
no - Jundisk produsent
ja - 法的メーカー
zh - 合法制造商
cs - Legální výrobce
ru - Официальный производитель



- en - Non Pyrogenic
fr - Non pyrogène
es - No pirogénico
pt - Não-pirogénico
sv - Ikke-pyrogen
fi - Ei-pyrogeninen
da - Ikke-pyrogen
nl - Niet pyrogeen
de - Pyrogenfrei
it - Non pirogenico
el - Μη πυρογόνο
no - Ikke-pyrogenisk
zh - 非發熱性
zh - 无热原
cs - Apyrogenní
ru - Апирогенно



- en - Balloon Capacity
fr - Capacité du ballonnet
es - Capacidad del globo
pt - Capacidade do balão
sv - Ballongkapacitet
fi - Pallon kapasiteetti
da - Ballonkapacitet
nl - Balloncapaciteit
de - Ballonkapazität
it - Capacità del palloncino
el - Χωρητικότητα μπαλονιού
no - Ballongkapasitet
ja - バルーンの容量
zh - 球囊容量
cs - Kapacita balónkut
ru - Объем баллона



- en - Do not freeze
fr - Ne pas congeler
es - No congelar
pt - Não congele
sv - Får ej frysas
fi - Ei saa pakastaa
da - Må ikke fryses
nl - Niet bevriezen
de - Nicht einfrieren
it - Non congelare
el - Να μην καταψύχεται
no - Må ikke fryses
ja - 冷凍しないでください
zh - 请勿冷冻
cs - Chafte před mrazem
ru - Не замораживать

LIST NO.
COMMODITY NO. DF-5010
DATE PREPARED 09-10-2020
ARTIST E.Foss

MATERIAL:
Folding Specification PLM0002845
SPECIFICATIONS:
SIZE: 14"W X 8 1/2"L
FIRST FOLD WIDTH SIZE: 7" W x 8 1/2"L
SECOND FOLD LENGTH: 4 1/4" x 7"W
FINISHED FOLDED SIZE: 4 1/4" x 7"W